Gebrauchsanweisung TUR-Ultraschallgerät

PRAXISZENTRUM
Orthopädie-Unfallchirurgie
Nordrhein

Vorbereitung: Stecker in die Steckdose stecken

1. Schalten Sie das Gerät ein: **E/A (= Ein/Aus)**
2. Wählen Sie die Behandlungsdauer: **t (= Behandlungszeit in Minuten)**
3. Wählen Sie die Intensität: **P (= Watt/qcm)**
4. Drücken Sie erneut die E/A-Taste um das Gerät in Betrieb zu setzen.
   (Behandlungsdauer erscheint im Display)
5. Tragen Sie Gel oder Salbe auf die zu behandelnde Stelle auf.
6. Kreisen Sie mit dem Schallkopf (Gerätespitze) auf dem zu behandelnden Hautareal.
7. Sie können während der Behandlungszeit die Intensität des Gerätes korrigieren.
8. Ausschalten mit der E/A-Taste.

Dieses Merkblatt ist eine orientierende Information.
Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren behandelnden Arzt.

EXCELLENCE IN MOTION